



Vuxenslottet
Billiga tester med hög kvalitet!

Bruksanvisning

Graviditetstest Stav

ATT TÄNKA PÅ INNAN TEST:

- ✓ Testet kan utföras alla tider på dygnet, men säkrast resultat ges av den första urinen på morgonen (då är nivåerna av hCG som högst i kroppen).
- ✓ Använd en ren behållare för urinprovet (testa gärna våra egna engångsbehållare).
- ✓ Se till att du vet var max-linjen på testet befinner sig.
- ✓ Använd inte ett test med skadad förpackning. Rör heller inte ytskiktet på testet.
- ✓ Använd testet snarast efter du öppnat förpackningen. Långvarig exponering kan påverka resultatet.

ALLMÄNT:

- Våra tester har en säkerhet på över 99,6 %!
- Som resterande diagnostiska tester kan resultatet inte baserat på ett enda test. För att få ett definitivt svar bör professionell personal ställa diagnos som utesluter
- Om du misstänker graviditet men testet är negativt bör du vänta 24-48 timmar tills nästa test tas.
- Om testet visar positivt bör du uppsöka gynekolog eller barnmorska för konsultation.
- Om bakgrunden på testet blir rosafärgat är det normalt och inget som påverkar testresultatet.

UTFÖRANDE:

1. Ta ut staven ur förpackningen
2. Ta bort hylsan som skyddar uppsugningsdelen. Doppa uppsugningsdelen i urinen **För inte ner stickan längre än till den färgade markeringen!**
3. Lägg inte stickan på en fuktig eller en absorberande yta!
4. Läs av testet inom 5 minuter! Positivt resultat kan visa sig inom 1 minut. **Får testet ligga längre än 5 minuter kan resultatet påverkas!**

Läsa av resultatet:

Negativt (ej gravid) :

Endast en linje visar sig i kontrollzonen. Du kan anta att du inte är gravid.

Positivt (gravid) :

Två linjer visar sig, en i kontrollzonen och en i testzonen. Du kan anta att du är gravid. Styrkan på linjens färg skiftar beroende på hCG-koncentrationen i urinen.

Ogiltigt:

Om ingen linje uppenbarar sig på testet, eller endast en linje i testzonen så är testet ogiltigt och ett nytt test bör göras.

